

Specifiche PC per utilizzare il software DWOS

Versione 2.3 4/4/2018

Specifiche raccomandate del PC per utilizzare il DWOS software :

- CPU: Quad Core 3.30 GHz [Intel Core i5 3.30 GHz]
- Memory RAM : 16 Gigabytes
- Scheda grafica : ATI Radeon HD6570, 1GB
- Hard drive (HD) : 500 gigabytes 7200 rpm
- Network con connessione Internet
- Monitor 22" larghezza 1080p (Raccomandato)
- USB tastiera
- USB mouse (2 pulsanti e 1 rotella)

Componenti opzionali :

- 3D-mouse (Produttore 3DConnexion – Space Navigator, SpaceMouse Pro and Space Explorer compatible)

Sistema operativo :

- Windows 7 (64-bit edition)

Specifiche aggiuntive se il PC è collegato ad uno scanner 5Series:

- Quattro porte (4) USB. Due (2) devono essere libere quando tastiera e mouse sono collegati.
- Un (1) connettore 1394A firewire with Texas Instrument chipset (Vantek UGTFW210 guaranteed compatible) **solo se lo scanner 5Series è PGR firewire.**